

Spitzen, 1250 µl, blau

für 1 ml Pipetten
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 721030 | Biozym

31,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	blau
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 1000 µl
- Biohit mLine 1000 µl
- Brand Transferpette 1000 µl
- Eppendorf 1000 µl
- Finn 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000
- Nichiryo 1000 µl, Rainin 1000 µl (außer LTS)
- Socorex 1000 µl