

## Spitzen, 1300 µl, farblos

DNase-, RNasefrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 721301 | Biozym

**34,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1300 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Eppendorf 3130 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000 (nicht abwerfbar)
- Matrix (Spitzenabstand im Rack nicht kompatibel zur 12-Kanal Matrix)
- Titertek Multi-Stepper