

## Spitzen, 2.5 ml, farblos

für u.a. 2.5 ml Eppendorf Pipetten  
DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 722501 | Biozym

**63,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	2500 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 500 Stück

Spitzen passend für: Eppendorf 2.5 ml (rot)