

Spitzen, 5 ml, farblos, graduiert

für u.a. 5 ml Gilson, Rainin Pipetten
DNA-, DNase-, RNasefrei

1 Rack à 50 Stück
Artikel-Nr.: 725004 | Biozym

15,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Rack à 50 Stück

Spitzen passend für: Gilson Pipetman P-5000