

Kapillarspitzen, 10 µl

Rundkopf 0.57 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei

1 Rack à 200 Stück
Artikel-Nr.: 728014 | Biozym

38,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	Kapillarspitze, Rundkopf
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Rack à 200 Stück

Kapillarspitzen passend für:

- Biohit Proline 2.5 und 10 µl
- Biohit mLine 3 und 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10