

## Kapillarspitzen, 10 µl

Flachkopf 0.37 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück  
Artikel-Nr.: 728015 | Biozym

**75,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Flachkopf, Kapillarspitze
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Rack à 200 Stück