

Kapillarspitzen, 200 µl

Rundkopf 0.57 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück
Artikel-Nr.: 728204 | Biozym

36,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	Kapillarspitze, Rundkopf
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Rack à 200 Stück

Kapillarspitzen passend für:

- Sartorius Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Sartorius mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20 (gelb), 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl