

Kapillarspitzen, 200 µl

Flachkopf 0.37 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück
Artikel-Nr.: 728205 | Biozym

68,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	Flachkopf, Kapillarspitze
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Rack à 200 Stück