

## Kapillarspitzen, 200 µl

Flachkopf 0.17 mm AD, für Geltaschen > = 0.2 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück  
Artikel-Nr.: 728206 | Biozym

**98,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Flachkopf, Kapillarspitze
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Rack à 200 Stück

Spitzen passend für: Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl Biohit mLine 100 und 200 µl Brand Transferpette 20 (gelb), 50, 100 und 200 µl Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl Finn Digital 40, 100 und 200 µl Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl Gilson Pipetman P-20 P-100 und P-200 Nichiryo 200 µl Rainin Pipet-Classic PR20 PR100 und PR200 Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200, Socorex 100 und 200 µl