

## Kapillarspitzen, 0.5 - 10 µl

0.13 mm ID, 0.25 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Racks à 204 Stück  
Artikel-Nr.: 729005 | Biozym

**229,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Kapillarspitze
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	5 Racks à 204 Stück

Spitzen passend für:

- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 10 µl (grau)
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Socorex 2 und 10 µl (grün)