

Kapillarspitzen, 0.5 - 10 µl, steril

0.13 mm ID, 0.25 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Racks à 204 Stück
Artikel-Nr.: 729008 | Biozym

259,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	Gelloader, Kapillarspitze
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 204 Stück