

## Kapillarspitzen, 0.5 - 10 µl, steril

0.13 mm ID, 0.25 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei

1 Rack à 204 Stück  
Artikel-Nr.: 729009 | Biozym

**58,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Farbe:</b>                 | farblos                   |
| <b>Filter:</b>                | nein                      |
| <b>Graduierung:</b>           | nein                      |
| <b>Länge:</b>                 | normal                    |
| <b>Low Binding:</b>           | nein                      |
| <b>Maximalvolumen:</b>        | 10 µl                     |
| <b>Pipettenspitzen Linie:</b> | Premium Tips              |
| <b>Spezialeigenschaften:</b>  | Gelloader, Kapillarspitze |
| <b>Sterilität:</b>            | steril                    |
| <b>Verpackung:</b>            | 1 Rack à 204 Stück        |