

## Kapillarspitzen, 200 µl

0.31 mm ID, 0.58 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 729011 | Biozym

**53,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Gelloader, Kapillarspitze
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100, 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100, 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100, 200 µl
- Finn Digital 40, 100, 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100, P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100, PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100, SL-20

- Socorex 100, 200 µl