

Kapillarspitzen, 200 µl, steril

0.31 mm ID, 0.58 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei

1 Rack à 204 Stück
Artikel-Nr.: 729019 | Biozym

27,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	Gelloader, Kapillarspitze
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Rack à 204 Stück