

## Kapillarspitzen XL, 10 µl, farblos, steril

0.31 mm ID, 0.58 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Racks à 204 Stück  
Artikel-Nr.: 729028 | Biozym

**86,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Gelloader, Kapillarspitze
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Racks à 204 Stück