

Spitzen, Kapazität 250 µl, farblos

dünnwandig
DNA-, DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 729071 | Biozym

25,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück