

Spitzen, Kapazität 250 µl, farblos, steril

dünnwandig
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 729078 | Biozym



49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	dünnwandig
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück