

Twin Rack 96, mit Deckel, farbl. gemischt (RGBVO)

Seite A: 96 x 1.5/2.0 ml, Seite B: 96 x 0.5 ml
LxBxH = 213 x 118 x 50 mm (H mit Deckel)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 730019 | Biozym

60,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit, Lager

Farbe: gemischt

Gefäßgröße: 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 96

Verpackung: Packung à 5 Stück

TwinRack ist ein flexibles Rack- und Sammelsystem für die Aufnahme verschiedener Größen von Reaktionsgefäßen mit und ohne Schraubverschluss. Die Bohrungen erlauben die Bestückung mit 0,5 ml Gefäßen oder – durch einfaches Herumdrehen des Racks – mit 1,5 ml und 2,0 ml Gefäßen. Eine alphanumerische Codierung der Bohrungen und seitliche Beschriftungsfelder ermöglichen eine direkte Zuordnung Ihrer Probengefäße.

Für die Aufbewahrung von Proben im Kühlschrank bzw. in Tiefgefriereinrichtungen bis –80 °C liefern wir das TwinRack mit einem transparenten Deckel. Rack und Deckel sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. Das System ist als TwinRack 96 mit 2 x 96 und als TwinRack 64 mit 2 x 64 Plätzen in den Farben farblos, rot, blau, grün, gelb, violett und schwarz als Packung zu 5 Stück, auch farblich gemischt (ohne farblos und schwarz), erhältlich.

Abmessungen des Racks:

LxBxH=213x118x50 mm (H mit Deckel)

Seite A: 96 x 1.5/2.0 ml

Seite B: 96 x 0.5 ml