

## 81er-Lagerrack, farblos, mit Teleskopdeckel

für 81 x 1.5/2.0 ml Gefäße  
LxBxH = 130 x 130 x 45 mm (H mit Deckel)



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück  
Artikel-Nr.: 730150 | Biozym

**46,40 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager  
**Farbe:** farblos  
**Für Kryolagerung:** bis -80° C  
**Gefäßgröße:** 1.5 ml, 2.0 ml  
**Stellplätze:** 81  
**Verpackung:** Packung à 5 Stück