

81er-Lagerrack, farblich gemischt, Teleskopdeckel

für 81 x 1.5/2.0 ml Gefäße
LxBxH = 130 x 130 x 45 mm (H mit Deckel)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 730159 | Biozym

37,00 €*^{*}

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: gemischt
Für Kryolagerung: bis -80° C
Gefäßgröße: 1.5 ml, 2.0 ml
Stellplätze: 81
Verpackung: Packung à 5 Stück