

100er-Lagerrack, m. Scharnierdeckel, farblos

für 100 x 1.5/2.0 ml Gefäße
LxBxH = 151 x 139 x 55 mm (H mit Deckel)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 730200 | Biozym

38,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: farblos
Für Kryolagerung: bis -80° C
Gefäßgröße: 1.5 ml, 2.0 ml
Stellplätze: 100
Verpackung: Packung à 5 Stück