

Work-Rack, orange

für 96 x 0,1 - 0.2 ml GefäÙe, 8er & 12er Streifen
LxBxH = 126 x 87 x 32 mm (H mit Deckel)



Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 739605 | Biozym

40,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit, Lager

Farbe: orange

Gefäßgröße: 0.2 ml

Stellplätze: 96

Verpackung: Packung à 5 Stück