

## SafeSeal Tips Premium 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



100 Stück in Einzelverpackung  
Artikel-Nr.: 690011 | Biozym

**26,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SafeSeal Premium
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	100 Stück in Einzelverpackung

#### Filterspitze passend für:

- Brand Transferpette 10 µl, Eppendorf 10 µl (grau)
- Finn Digital 10 µl
- Finn Focus 10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Socorex 2 µl, Socorex 10 µl (grün)

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

#### Die Vorteile:

- Unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik

- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen