

SafeSeal Tips Premium 20 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt

100 Stück in Einzelverpackung
Artikel-Nr.: 690021 | Biozym

26,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Premium
Sterilität:	steril
Verpackung:	100 Stück in Einzelverpackung

Filterspitze passend für:

- Sartorius/Biohit Proline Plus 20 µl
- Sartorius/Biohit mLine 20 µl
- Brand Transferpette 20 µl (gelb)
- Eppendorf 20 µl (gelb)
- Finn Digital 20 µl
- Gilson Pipetman P-20
- Nichiryo 20 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20
- Rainin Pipet-Lite SL-20
- Socorex 20 µl.

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen