

## SeaKem LE Agarose



**Lonza**

500 g

Artikel-Nr.: 849004 | [Lonza](#) | Hersteller-Nr.: 50004

**299,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Jubiläumsaktion

**Anwendung:** Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** 200 bp - 23 kb

**Verpackung:** 500 g

**Seit über 40 Jahren der Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren**

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

**Die Daten:**

- Geliertemperatur (1.5 %): 36 +/- 1.5 °C
- Wassergehalt: <= 10 %
- Sulfatgehalt: <= 0.15 %
- EEO (-m): 0.09-0.13
- Gelstärke (1 %): >= 1.200 g/cm<sup>2</sup>
- DNase- u. RNase-Aktivität: Nicht nachweisbar

## GARANTIERT



Lagerbedingungen: 18 - 26 °C Typische

## Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))

