

SeaKem ME Agarose



Abbildung ähnlich

LONZA

25 g

Artikel-Nr.: 849011 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50011

128,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Serumprotein-/Immun-Elektrophorese, analytische Auftrennung (DNA/RNA/Protein)

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: größer 600 kDa

Verpackung: 25 g

Die ideale Wahl für Serumprotein- und Immunelektrophorese

Die Vorteile:

- Durch hohe Gel-Klarheit und minimale unspezifische Bindungen die perfekte Wahl für Ihre Immundiffusionstechniken

Die Daten:

Geliertemperatur (1,5%):	36 °C ± 1,5 °C
H ₂ O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,20 %
EEO(-m):	0,16 - 0,19
Lagerbedingungen:	18 °C - 26 °C ≥ 1.000 g/cm ²

GARANTIERT

