


## SeaKem HEEO Agarose



# Lonza

25 g

Artikel-Nr.: 849031 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50031

**168,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Immunelektrophorese IgG und IgM, Protein-Auftrennung

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** Protein-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** größer 600 kDa

**Verpackung:** 25 g

#### Die Vorteile:

- Sicher – Keine toxischen Monomerlösungen nötig
- Flexibel – Gele können mit Standard Laemmli Puffer Systemen gemacht werden
- Effizientes Recovery – Einfach Probenrückgewinnung mit hohe Ausbeuten

#### Typische Anwendungen:

- Immunelektrophorese von IgG und IgM

#### Die Daten:

| Agarose                  | SeaKem HEEO    | Lagerbedingungen: |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| Geliertemperatur (1,5 %) | 36 °C ± 1,5 °C | 18 °C - 26 °C     |
| H <sub>2</sub> O         | ≤ 10 %         |                   |