


## IsoGel Agarose



# Lonza

25 g

Artikel-Nr.: 849202 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50202

**630,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Applikation:** Isoelektrische Fokussierung, Protein Blotting

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** Protein-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** kleiner 2000 kDa

**Verpackung:** 25 g

### Die Vorteile:

- Sicher – kein toxisches Acrylamid nötig
- Schnell – kürzere Färbezeiten
- Einfach – nichtklebend und einfach zu blotten

### Applikationen:

- Isoelektrische Fokussierung
- Antikörper-Auftrennung und -Analyse
- Immunfixierung direkt im Gel
- Protein Blotting
- Immundetektion von Proteinen

### Die Daten:

H <sub>2</sub> O:	≤ 10 %
Sulfat:	≤ 0,20 %
EEO(-mr):	nicht nachweisbar
Gelstärke (1.5%):	≥ 500 g/cm <sup>2</sup>
IEF Test:	bestanden

### Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C