

SeaPrep Agarose



Lonza

25 g

Artikel-Nr.: 849302 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50302

417,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Einbettung von Zellen, Soft Agarose Klonierung

Eigenschaften: Low Melting Point

Kategorie: Zellkultur

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: N/A

Verpackung: 25 g

Spezialagarose mit extrem niedrigem Schmelzpunkt

Die Vorteile:

- Ideal für In-Gel Techniken und Zellkulturanwendungen

Die Daten:

Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Hybridoma Klonierung
- Zellkulturen und Einbettung von Zellen
- Kulturen pflanzlicher Protoplasten