


## SeaKem Gold Agarose



# Lonza

25 g

Artikel-Nr.: 859152 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50152

**368,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Applikation:** Blotting Megabasen DNA, Protein-Auftrennung, Pulsfeldgelelektrophorese

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** 1 kb - 10 Mb, 600 - 5000 kDa

**Verpackung:** 25 g

**Die Wahl für Auftrennungen im Megabasenbereich und Pulsfeld-Gelelektrophorese**

**Die Vorteile:**

- Optimale Trennung großer Fragmente durch niedrige EEO (< 0,5)
- Schnelle Trennung von Megabasen-DNA zwischen 50 kb und 10 Mb mittels PFGE

**Lagerbedingungen:** 18 °C - 26 °C

**Typische Anwendungen:**

- Auftrennung großer Fragmente
- PFGE
- Blotting von Megabasen DNA

