


## DNA Marker, 1 - 10 kb

100 Anwendungen



# Lonza

2 x 250 µl

Artikel-Nr.: 850471 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50471

**334,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Bandenanzahl:** 9

**Eigenschaften:** Ladepuffer extra

**Kategorie:** Elektrophorese

**Produkttyp:** DNA Marker

**Trennbereich:** 1 - 10 kb

**Verpackung:** 2 x 250 µl

### Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

### Die Daten:

- 9 Fragmente: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 und 10 kb
- Konzentration: 90 ng/µl

### Lagerbedingungen:

2 - 8 °C