


SYBR Green I DNA Farbstoff (10000 x)



Lonza

2 x 500 µl

Artikel-Nr.: 850512 | **Lonza** | Hersteller-Nr.: 50512

769,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Anwendung: In-Gel Färbung, Poststaining

Detektionslimit: 60 pg dsDNA

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA-Farbstoff

Verpackung: 2 x 500 µl

Hochsensitive Fluoreszenzfarbstoffe für die Färbung in Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen

SYBR Green I, die Daten:

- Hochsensitiver Fluoreszenzfarbstoff zur Detektion von dsDNA und Oligonukleotiden in Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen (Nachweisgrenze: 60 pg DNA)
- Exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis, kaum Background-Fluoreszenz
- Maximale Performance beim Post Staining
- Ideal für die Detektion kleiner DNA-Mengen (Low copy/target number PCR Produkte), Apoptose-Studien, Heteroduplex-Analyse

SYBR Green II, die Daten:

- Alle Vorteile von SYBR Green I, auch für ssDNA und RNA (Nachweisgrenze: 2 ng RNA)
- Ideal für isotopenfreie Detektion von DNA Mutationen durch SSCP-Analyse

Lagerbedingungen:

-20 °C