

## Reliant-Gele, 8 Well, TAE, 1% SeaKem Gold

ohne EtBr  
Trennbereich: 400 bis 10000 bp



# Lanza

20 Gele

Artikel-Nr.: 854801 | Lanza | Hersteller-Nr.: 54801

## 244,00 €\*

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** TAE Puffer, ohne EtBr  
**Format:** 9,5 x 6 cm (HxB)  
**Kategorie:** DNA-Elektrophorese  
**Produkttyp:** DNA-Mini-Gele  
**Trennbereich:** 400 bp - 10 kb  
**Verpackung:** 20 Gele  
**Well-Format:** 8 Well

**Vielseitige Minigele für Routine DNA-Auftrennung und Probenrückgewinnung**

**Die Vorteile:**

- „Ready to use“
- Gefertigt aus SeaKem Gold und NuSieve Agarosen
- Ideal für schnelle und reproduzierbare DNA-Auftrennung von 8 bp bis 10 kb
- Zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen
- Passend für eine Vielzahl gebräuchlicher Mini- oder Midi-Gelkammern

**Die Daten:**

- Verfügbar als 1%, 2% und 4% SeaKem Gold und NuSieve 3:1 Agarose Formate
- Mit TAE oder TBE Puffer
- Mit (EtBr: 0,5 µg/ml) oder ohne EtBr
- Well-Formate: 8 Wells, 1 x 12, 2 x 12 oder 20 Wells (Wellvolumen < 15 µl)
- Well-Format 1 x 20 entspricht Landscape Format, d.h. Geldimensionen 9,5 x 6 cm (B x L)
- Resultate innerhalb von 30 Minuten

- Gel-Dimensionen: 6 x 9,5 cm
- Tray-Dimensionen: 6,8 x 10,2 cm
- Geldicke: 5,5 mm

**Lagerbedingungen:**

18 °C - 26 °C für 6-12 Monate abhängig von der Agarosekonzentration

**Typische Anwendungen:**

- Restriktionsverdau
- PCR
- RT-PCR