


IsoGel Plate Accessory Pack, für 6 Platten

(Blotting Papier 120 x 130 mm, Dochte 125 mm
Applikationsmasken 12.5 cm x 8 Well)



Lonza

1 Pack

Artikel-Nr.: 856014 | Lonza | Hersteller-Nr.: 56014

105,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Format: 12 x 13 cm und 12.5 cm

Kategorie: Isoelektrische Fokussierung

Produkttyp: Zubehör Kit IEF-Gele

Verpackung: 1 Pack