


IsoGel Agarose IEF Plates, pH 3-10



Lonza

6 Platten

Artikel-Nr.: 856015 | Lonza | Hersteller-Nr.: 56015

504,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: pH Gradient 3-10

Format: 10 x 12.5 cm

Kategorie: Isoelektrische Fokussierung

Produkttyp: Agarose-Gelplatten für IEF

Trennbereich: größer 200 kDa

Verpackung: 6 Platten

Die Vorteile:

- Schnell – Proteinen können schnell vom Gel auf die Membran transferiert werden, *in situ* gefärbt oder innerhalb einer Stunde mittels Antikörper detektiert werden
- Bequem – Praktisches 125 x 100 mm Gel-Format passt in die häufigsten horizontalen IEF Kammern
- Zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen (Analysezertifikate auf Anfrage erhältlich)

Lagerbedingungen:

Ab Herstellungsdatum 12 Monate bei 2 °C - 8 °C

Zubehör (Accessory Packs) bei 18 °C - 26 °C