


RNA Marker, 0.5 - 9 kb, 10 Banden

0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 und 9 kb

RNA Marker
0,5 - 9 kb



Lonza

50 µg (1 µg/µl)

Artikel-Nr.: 830575 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50575

449,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bandenanzahl: 10

Eigenschaften: einfaches Handling

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: RNA Marker

Trennbereich: 0.5 - 9 kb

Verpackung: 50 µg (1 µg/µl)

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

Die Daten:

- 10 Fragmente: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 und 9 kb
- Konzentration: 1 µg/µl

Lagerbedingungen / Haltbarkeit:

6 Monate bei - 20 °C

24 Monate bei - 80 °C