


DNA-Leiter 100 bp extended

100 Anwendungen
100 bp - 3000 bp



Lonza

150 µl

Artikel-Nr.: 850322 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50322

186,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bandenanzahl: 30

Eigenschaften: Ladepuffer extra

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Leiter

Trennbereich: 100 bp - 3 kb

Verpackung: 150 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

Die Daten:

- 30 Fragmente von 100 - 3000 bp, Schrittweite 100 bp
- Konzentration: 200 ng/µl
- 1000 und 3000 bp Banden sind zur einfacheren Identifikation stärker gefärbt

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C