


DNA-Leiter 500 bp

200 Anwendungen
500 bp - 8000 bp



Lonza

300 µl

Artikel-Nr.: 850323 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50323

186,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bandenanzahl: 16

Eigenschaften: Ladepuffer extra

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Leiter

Trennbereich: 500 bp - 8 kb

Verpackung: 300 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

Die Daten:

- 16 Fragmente von 500 - 8000 bp, Schrittweite 500 bp
- Konzentration: 200 ng/µl
- 5000 bp Bande ist zur einfacheren Identifikation stärker gefärbt

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C