

Spannungsgeber C, 300 V, 700 mA, 150 W

programmierbar



1 Stück
Artikel-Nr.: 612035 | Biozym

649,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: 300 V, 700 mA, programmierbar

Kategorie: Blotting, Elektrophorese

Produktlinie: Spannungsgeber C

Produkttyp: Spannungsversorgung

Verpackung: 1 Stück

Ideal für horizontale Gelelektrophorese und vertikale Mini-Systeme

Die Vorteile:

- High Performance - einfach zu bedienen
- Programmierbar - konstanter Strom oder konstante Spannung einstellbar
- Praktische "Pause-/Resume-Taste"
- Timer mit Alarm-Funktion

Die Daten:

- **Spannungsbereich:** 5-300 V
- **Ausgangsstrom:** 1-700 mA
- **Leistung:** max. 150 W
- **Programmierung:**
 - Modi: konstante Spannung oder konstanter Strom (in 1 mA- bzw. 1 V-Schritten einstellbar)
 - Timer: 1 bis 999 min (mit Alarm-Funktion)
 - praktische "Pause-/Resume-Taste"
- **Ausgänge:** fünf, parallel