


## Combi-Rack, farblich gemischt

80 x 1.5ml/2.0ml  
LXBXH = 226 x 67 x 28 mm



Packung à 5 Stück  
Artikel-Nr.: 730069 | Biozym

**29,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit, Lager  
**Farbe:** gemischt  
**Gefäßgröße:** 1.5 ml, 2.0 ml  
**Stellplätze:** 80  
**Verpackung:** Packung à 5 Stück

Das CombiRack ist ein Rack- und Lagersystem für 80 x 1,5 ml oder 2,0 ml Gefäße mit optional erhältlichem, zum Rack passenden, farblosen Aufbewahrungscontainer (Artikelnummer 730068). Der transparente, dicht schließende Klappdeckel des wahlweise erhältlichen Containers schützt Ihre Proben während der Lagerung zuverlässig vor Vereisung und kann, falls störend, vollständig entfernt werden. Eine fortlaufende Nummerierung der 80 Plätze und ein seitliches Beschriftungsfeld auf dem Rack erlauben eine direkte Zuordnung Ihrer Proben. Rack, der optionale Container und Deckel (Artikelnummer 730068) sind aus Polypropylen, autoklavierbar, und für Tiefgefrierung bis -80 °C geeignet. Das CombiRack ist als Packung à 5 Stück, farblich gemischt, lieferbar