

## SafeSeal Tips Premium 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt

10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 693010 | Biozym



**98,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SafeSeal Premium
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

#### Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline Plus 10 µl
- Sartorius mLine 10 µl
- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 10 µl grau
- Finn Digital 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-10
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-20

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

**Die Vorteile:**

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen