

## Spitzen, 10 µl, farblos

Volumen 0.5-20 µl, 4 Graduierungen 2/5/10/20 µl  
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 720031 | Biozym

**27,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 2.5 und 10 µl
- Biohit mLine 3 und 10 µl
- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit) und 10 µl (grau)
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Nichiryo 2 und 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10
- Socorex 2 und 10 µl (grün)