

Spitzen, 10 µl, farblos, steril

Volumen 0.5-20 µl, 4 Graduierungen 1/5/10/20 µl
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 720038 | Biozym

57,80 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück