

MasterPure Yeast DNA Purification Kit

Lucigen



epicentre[®]
an illumina company

200 Isolierungen

Artikel-Nr.: 160506 | Lucigen | Hersteller-Nr.: MPY80200

MasterPure™

531,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Gewebe/Organismus:Hefe

Methode: Salzfällung

Nukleinsäure: genomische DNA

Verpackung: 200 Isolierungen

Zur Isolierung von DNA aus Hefen (z. B. *Candida*, *Saccharomyces*, *Pichia*, *Schizosaccharomyces*) und Pilzen (z. B. *Aspergillus*, *Penicillium*).

Typische Anwendungen:

- PCR
- Southern Blotting
- „Genomic Library Preparation“
- Identifizierung und Typisierung von Pilzen

Inhalt des Kits:

- Hefe Zell-Lysis Lösung
- MPC Protein Präzipitationslösung
- TE Puffer
- RNase A