

Spitzen, 100 µl, steril

für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto
SciClone und Allegro



10 Massiv-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 750048 | Biozym



66,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	Caliper / Zymark
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Massiv-Racks à 96 Stück
Volumen:	100 µl