

## Spitzen, 200 µl, farblos

für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto  
SciClone und Allegro

10 Massiv-Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 750055 | Biozym


**60,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Filter:</b>	nein
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr
<b>konduktiv:</b>	nein
<b>Roboter Hersteller:</b>	Caliper / Zymark
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Massiv-Racks à 96 Stück
<b>Volumen:</b>	200 µl



Roboter-Spitzen für Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO,  
SciClone, ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK