

Filter-Spitzen, 80 µl, steril

für z. B. Caliper/Zymark Rapid Plate, Presto
SciClone und Allegro



10 Massiv-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 750448 | Biozym

131,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: Allegro, Presto, Rapid Plate, SciClone, Zephyr
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Caliper / Zymark
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück
Volumen: 80 µl



Filterspitzen für Zymark Rapid Plate 96/384, PRESTO, SciClone,
ALLEGRO, CALIPER/ZYMARK.