

Spitzen, 20 µl, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750008 | Biozym



93,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan
Sterilität: steril
Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen: 20 µl