

Spitzen, 50 µl, konduktiv, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750218 | Biozym

135,80 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

| | |
|----------------------------|--|
| Filter: | nein |
| Geblistert: | nein |
| Gerät: | Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX |
| konduktiv: | ja |
| Roboter Hersteller: | Perkin Elmer, Tecan |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück |
| Volumen: | 50 µl |