

Spitzen, 200 µl, konduktiv

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750225 | Biozym



124,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv:	ja
Roboter Hersteller:	Perkin Elmer, Tecan
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen:	200 µl